


Aisladores para microscopios de las vibraciones generadas en el entorno



Nota:
AVT-1 está diseñada para un uso fácil y prácticamente libre de mantenimiento

Especificaciones técnicas AVT-1

Dimensiones generales (L x P x A)	1200 x 800 x 800 mm (47.2" x 31.5" x 31.5")
Peso	70 kg (154 lbs)
Material	Material en polvo pitado en suave acero inoxidable y cristal
Rango de vibración (HZ) puede eliminarse utilizando la mesa AVT	5,5-50 Hz



Diseñado en Dinamarca



Fabricado en E.U.